


高吸収性コエンザイムQ10

BioQ10 SA[®]

Bio Q10 SA ヒトでの吸収性

(血中総CoQ10上昇値推移：2週間連続摂取)



摂取量：Co Q10 100mg

- ◆ Bio Q10 SA ハードカプセルN = 10 ● Bio Q10 ソフトカプセルN = 10
- ◆ Bio Q10 SA ソフトカプセルN = 10 ● Bio Q10 ハードカプセルN = 10

コエンザイムQ10の吸収性を上げるために特殊大豆タンパクを配合

オイルを用いることなくハードカプセルでも吸収性が高い


粉の流動性がよく取り扱い性良好

他の粉末原料との混合性良好



BioQ10SA[®] は三菱ガス化学株式会社の登録商標です。


通常CoQ10の倍量(100mg、200mg)摂取による吸収量変化とBioQ10SA(100mg)摂取のラットでの比較



テスト条件


- 1、SD系ラット(♂8週齢)使用
- 2、Q10サンプルを大豆油に分散したものを使用(加温なし)
- 3、絶食条件下、ラットに経口投与。
- 4、Q10投与量100mg、200mg/kg-ラット
- 5、投与2hr後に採血、血漿分離、抽出、濃縮後HPLCで定量

水中での乳化の状態



脂溶性のCoQ10は水中で強く凝集

特殊大豆
タンパク



水中で微細に分散される

BioQ10SAの素性

コエンザイムQ10	80%
大豆タンパク	18%
二酸化珪素	2%

貯蔵: 遮光して室温に保存する

品質保証期間: 製造後3年

販売元  菱江化学株式会社

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-12-20
PMO日本橋本町2F
TEL03-6861-0056 FAX03-6861-0035
URL <http://www.Ryoko.co.jp>

代理店